Laboratory Machine Shop Service!!

高圧顕微鏡セル

PMC-100-1.5-NA0.6



PMC-100-1.5-NAO.6 は 100MPa までの高圧下でラマン顕微鏡観察することが出来るセルです。作動距離 2.1 mm NA= $0.6 \text{ の対物 レンズ (オリンパス UIS2 LUCPPLFLN 40X等)が使用可能です。照明側もテーパー窓を使用し位相差観察が可能です。$

■Specification

/1 <u>1</u>	
Type	PC-100-2-0.6-630
P max.	100 MPa
Temp	-20~80°C
window	YAG またはサファイア φ5*T1.5
	Open angle 80°
Material	SUS630 または Ti合金
Media	Water oil etc
Temp sensor	TC K-Type

株式会社 シン・コーポレーション SYN corporation.,LTD 〒619-0225 京都府木津川市木津川台9-6 KICK303 KICK 303, 9-6, Kizugawadai, Kizugawa-City, Kyoto, Japan TEL: 0774-39-3701 / FAX: 0774-39-3702 / E-mail: office@syn-c.com